

# Fauteuil releveur 1 moteur confort Initio



Réf : *LIVINITIOMCBORDEAUX*

<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	1 moteur
<b>REVÊTEMENT</b>	Tissu Microfibre (FJ021/FJ035), tissu chenille hydrofuge : 100 % polyester ou PU (PU-078) : 60% polyester resin / 40 % polyester
<b>SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE</b>	Dossier : sangles élastiques Assise : ressorts nosag
<b>STRUCTURE DU FAUTEUIL</b>	Bois massif et contre-plaqué
<b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	Assise : 32 kg/m <sup>3</sup> Dossier : 28 kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs : 28 kg/m <sup>3</sup>
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	75 cm
<b>PROFONDEUR HORS TOUT</b>	90 cm
<b>HAUTEUR HORS TOUT</b>	108 cm
<b>LARGEUR ASSISE</b>	48 cm
<b>PROFONDEUR ASSISE</b>	53 cm
<b>HAUTEUR SOL/ASSISE</b>	48 cm
<b>HAUTEUR DOSSIER</b>	60 cm
<b>POIDS DU FAUTEUIL</b>	42 kg
<b>POIDS MAXIMAL UTILISATEUR</b>	110 kg
<b>GARANTIE</b>	2 ans

- Look sobre et moderne.
- Mouvements doux et synchronisés.
- Position d'assise ou de relaxation optimale.

