

# Fauteuil releveur confort

## Novo plus



Réf : LIVNOVOBRUN

<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	2
<b>REVÊTEMENT</b>	Micro peau 100% polyester
<b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	Mousse polyuréthane «Haute Résilience» Assise : 32 kg/m <sup>3</sup> / Dossier : 28 kg/m <sup>3</sup>
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	78 cm
<b>PROFONDEUR HORS TOUT</b>	82 cm
<b>HAUTEUR HORS TOUT</b>	109 cm
<b>LARGEUR ASSISE</b>	47 cm
<b>PROFONDEUR ASSISE</b>	48 cm
<b>HAUTEUR SOL/ASSISE</b>	48 cm
<b>HAUTEUR DOSSIER</b>	48 cm
<b>POIDS DU FAUTEUIL</b>	44 kg
<b>POIDS MAXIMAL UTILISATEUR</b>	140 kg

- Design et très confortable.
- Position TV, relax ou allongée (180°).



Brun taupé

