

Fauteuil releveur économique

New Pico



Réf : LUGPICOA3501

Caratéristiques :

Nombre de moteurs	1 moteur
Revêtement	Tissu (UF925-12) 95% polyester 5%Nylon
Suspensions du dossier et de l'assise	Dossier ; sangles élastiques Assise : ressorts nosag
Structure du fauteuil	Bois massif et contre-plaqué
Densité de la mousse	Assise : 32 kg/m3 Dossier : fibres creuses vierges siliconées Accoudoirs : 28 kg/m3
Largeur hors tout	71 cm
Profondeur hors tout	84 cm
Hauteur hors tout	98 cm
Largeur assise	47 cm
Profondeur assise	49 cm
Hauteur sol/assise	54 cm
Hauteur dossier	44 cm
Poids du fauteuil	35 kg
Poids maximal utilisateur	110 kg
Garantie	2 ans

Description :

- Economique et compact, au design coquet.
- Format compact adapté aux petits espaces.
- Alliance parfaite entre design, confort et prix

Couleur :



Gris