

Fauteuil releveur confort Max



Réf : MAEMAX2M

NOMBRE DE MOTEURS	2 moteurs
REVÊTEMENT	Tissu (96 % polyester - 4 % nylon)
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Dossier : plateforme rigide Assise : sangle latex
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Hêtre massif + Panneaux de particules
DENSITÉ DE LA MOUSSE D'ASSISE	Mousse assise bi-matière Bultex® 37 kg/m ³ et mémoire de forme
LARGEUR HORS TOUT	71 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	90 cm
HAUTEUR HORS TOUT	106 cm
LARGEUR ASSISE	47 cm
PROFONDEUR ASSISE	52 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	45 cm
HAUTEUR DOSSIER	66 cm
POIDS DU FAUTEUIL	44 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	110 kg
GARANTIE	2 ans

- Une qualité et un savoir-faire à la française.
- La combinaison de l'assise en mousse BULTEX® + mousse à mémoire de forme, et le dossier en fibres offre un confort très enveloppant, idéal pour la détente.



Népal Vison