




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Canules nasales : type lunettes

Référence(s)

Numéro d'article	Catégorie	Embout nasal	Version	Tubulure interne	Connexion	Longueur (cm)	Unités/carton
1103P	Adulte	Courbe	Standard	Star-Lumen	Standard	210	50
1104P	Adulte	Évasé	Standard	Star-Lumen	Standard	210	50

Description

Les lunettes à oxygène sont conçues pour l'administration sûre et efficace de la FiO2. L'ajustement au-dessus de l'oreille permet une mobilité complète. Les embouts nasaux droits et évasés en matière souple augmentent le confort du patient.
La tubulure Star-Lumen assure une sécurité supplémentaire en cas de plicature accidentelle.

Matière(s) Principale(s)

Canule nasale + tubulure : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Sans DEHP

Conditionnement

50 unités par carton

Emballage

Emballage individuel en polyéthylène non stérile (PE)

Fabricant

Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd
NO.138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo City, Zhejiang Province,
315336, P.R. Chine - EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif: IIa non stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



1639

© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Canules nasales sans DEHP_FR01