



Medline International France SAS
2 rue René Caudron,
Bâtiment 13F
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr

Ref: 1420CE



Fiche technique

Raccord pour tubulure à oxygène - Non stérile

Référence(s)

Référence	Description	Conditionnement
1420CE	Permet de raccorder des tubulures d'administration d'oxygène à l'aide de raccords d'extrémité de 5 à 7 mm	250

Description

Connecteur pour la connexion/extension de tuyaux à oxygène d'un diamètre compris entre 5 et 7 mm

Matières :

Polypropylène

Conditionnement

250 unités par carton

Emballage

Sachet en polyéthylène (PE)

Fabricant légal

Medline Industries LP
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis.
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux 2017/745 et à la Réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
MD Classe IIa non stérile

• Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.

Révision: 9

Titre du document: FINT.441 - Technical sheet

Numéro du document: EU1-00004-F-00025

© 2023 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Oxygen_Tubing_Connector_Non-Sterile_FR01

Durée de conservation : Date limite d'utilisation et de péremption

