




Medline International France SAS  
2 rue Rene Caudron,  
Bâtiment 13F  
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins le Bretonneux  
France  
Tél. : +33 1 30 05 34 00  
Fax : +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



## Fiche technique

# Lunettes à oxygène – SOFTECH

### Référence(s)

Référence	Catégorie	Embout nasal	Souplesse	Débit	Tubulure interne	Connexion	Longueur	Unités/carton
1820CE	Adulte	Incurvé 	Extra-Souple	6 litres par minute	Star-lumen	Standard	210 cm	50
1826CE	Pédiatrique		Extra-Souple	4 litres par minute	Star-lumen	Universel	210 cm	50
1828CE	Nourrison		Extra-Souple	2 litres par minute	Star-lumen	Standard	210 cm	50

### Description

Les lunettes à oxygène douces permettent l'administration sûre et efficace de la FiO2. Le matériau des SOFTECH permet une mobilité totale. Elles disposent d'une tubulure Star-lumen anti-écrasement pour la sécurité des patients. Les embouts nasaux incurvés extra-souples sont adaptés à l'anatomie du patient. Elles disposent d'une tubulure extra-souple, pour un confort optimal du patient et une intégrité de la peau.

### Matière(s)

Canule nasale + tubulure: Chlorure de polyvinyle (PVC)  
Sans DEHP

### Conditionnement

Emballage en polyéthylène non stérile (PE)

### Fabricant légal

Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd  
NO.138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo City,  
Zhejiang Province, 315336, République populaire de Chine  
Conforme à la norme EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif : IIa non-stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.



1639



Sans latex



© 2023 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_Nasal cannulas SOFTECH\_FR01