




Medline International France SAS
 Le Val Saint Quentin
 2 rue René Caudron
 78960 Voisins le Bretonneux
 France
 Tél : +33 1 30 05 34 00
 Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Star Lumen

Connexion Standard

Fiche technique

Lunettes à oxygène – SOFTECH® Plus

Référence(s)

Référence	Catégorie	Embout nasal	Souplesse	Tubulure interne	Connexion	Longueur (cm)	Unités/carton
1870	Adulte		Super soft	Star Lumen	Standard	210	50
1871	Pédiatrique		Super soft	Star Lumen	Standard	210	50
1872	Nourrisson		Super soft	Star Lumen	Standard	210	50
1873	Néonatale		Super soft	Star Lumen	Standard	210	50
1877	Adulte		Super soft	Star Lumen	Standard	420	50

Description

Les lunettes à oxygène extra-souples sont conçues pour l'administration sûre et efficace de la FiO2. Elles s'adaptent par-dessus l'oreille qui permettent une mobilité complète. Elles disposent d'une tubulure Star-lumen verte anti-écrasement pour la sécurité des patients. Les embouts nasaux incurvés extra-souples sont adaptés à l'anatomie du patient. Elles disposent d'une tubulure en Y extra-souple, pour un confort optimal du patient et une intégrité de la peau.

Matière(s)

Canule nasale + tubulure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
 Sans

Conditionnement

Emballage individuel en polyéthylène non stérile (PE)

Fabricant légal

Teleflex Medical, 3015 Carrington Mill Blvd, Morrisville, NC 27560, Etats-Unis
 EN ISO

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
 Classe du dispositif : IIa non-stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.



1639

© 2023 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
 TDS_Nasal cannulas SOFTECH PLUS_FR02