



Medline International France SAS
2 rue Rene Caudron,
Bâtiment 13F
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Adaptateurs pour Humidificateurs Aquapak®

Adaptateurs pour Humidificateurs Aquapak® - stérile

Référence(s)

| Référence | Configuration | Soupape de décompression | A utiliser avec: | Unités/carton |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| H00040CE | Stérile | 5 - 30 PSI | H00601CE/H00301CE | 120 |
| H00040FCE | Stérile | 5 - 30 PSI | H00601CE/H00301CE | 120 |

Description

Les adaptateurs pour humidificateurs AQUAPAK® sont des dispositifs à usage unique à utiliser avec les réservoirs pré-remplis des humidificateurs à bulles AQUAPAK®. Les adaptateurs sont connectés directement à une source d'oxygène murale (débitmètre) et fonctionnent à des débits compris entre 0,5 et 10 litres par minute (LPM). Les adaptateurs disposent d'une alarme sonore (soupape de décompression) qui avertit l'utilisateur en cas de restriction ou d'occlusion du débit.

Dimension 9/16 pouce x 18 (INTL)
Dimension 12 mm x 1,25 (français)

Matière(s)

Percuteur: Polystyrène
Adaptateur de débitmètre: Polypropylène
Manchon extrudé: Silicone

Conditionnement

Veillez vous référer au tableau

Emballage

Tyvek ou film

Fabricant légal

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, USA – EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux 2017/745 et à la Réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux, Annexe XI Partie A
Classe du dispositif: IIa stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage complet et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.



STERILE R



Sans latex

© 2023 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Aquapak Humidifieurs Adaptors_FR02