




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Tubulures à Oxygène

Référence(s)

Référence	Tubulure interne	Connexion	Longueur (cm)	Unités / carton
41118	Star-Lumen	Standard	420	50
41119	Star-Lumen	Standard	750	25
41120	Star-Lumen	Standard	1520	25
41925	Star-Lumen	Universel	210	50
1115	Star-Lumen	Standard	210	50
41113	Star-Lumen	Standard	210	50

Description

Les tubulures à oxygène sont conçues pour l'administration sûre et efficace de la FIO₂. Elles disposent d'une tubulure Star-lumen anti-écrasement (débit protégé) pour la sécurité des patients.

Composition

Chlorure de polyvinyle (PVC) avec DEHP sans Latex

Conditionnement

25 unités par carton: 41119, 41120
50 unités par carton: 41110, 41118, 1115, 41113, 41925

Emballage

Emballage individuel non stérile en polyéthylène (PE)

Fabricant

Teleflex Medical
3015 Carrington Mill Blvd
Morrisville, NC 27560
Etats-Unis – EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif: IIa non-stérile

- Veuillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



1639

© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Tubulures à Oxygène_FR01