




Medline International France SAS
2 rue Rene Caudron,
Bâtiment 13F
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/uk



Fiche technique

Tubulures à oxygène - sans DEHP

Référence(s)

Référence	Tubulure interne	Connexion	Longueur (cm)	Unités/carton
1115P	Standard	Standard	210	50
1118P	Star-lumen	Standard	420	50
1119P	Star-lumen	Standard	740	25
1120P	Star-lumen	Standard	1520	25
1925P	Star-lumen	Universel	210	50
41113P	Star-lumen	Standard	210	50

Description

Les tubulures à oxygène sont conçues pour l'administration sûre et efficace de la FiO₂. Elles disposent d'une tubulure Star-Lumen anti-écrasement (débit protégé) pour la sécurité des patients.

Matière(s)

Chlorure de polyvinyle (PVC)
Sans DEHP

Conditionnement

50 unités ou 25 unités par boîte comme indiqué dans les références

Emballage

Sachet individuel non stérile en polyéthylène (PE)

Fabricant

Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.
M14-3-4, Hangzhou Economic & Technological Development Zone Hangzhou 310018 Zhejiang République populaire de Chine

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif: IIa non-stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage complet et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.



0197



Sans Latex



Sans DEHP



© 2023 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Oxygen tubings DEHP free_FR02