



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Réf : 41420

Fiche technique

Raccord pour tubulure à oxygène - Non stérile

Références

Référence	Description	Conditionnement
41420	Permet de raccorder des tubulures d'administration d'oxygène à l'aide de raccords d'extrémité de 5 à 7 mm	250

Description

Connecteur pour la connexion/extension de tuyaux à oxygène d'un diamètre compris entre 5 et 7 mm

Matière(s) Principale(s)

41420 : Polypropylène

Conditionnement

250 unités par carton

Conditionnement

Sachet en polyéthylène (PE)

Fabricant

Teleflex Medical 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560 Etats-Unis – EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE

- Dispositif médical IIa

Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



1639

© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Raccord pour tubulure à oxygène - Non stérile_FR01

Révision : 5

Titre du document : FINT.441 - Technical

Numéro de document : EU1-00004-F-