

# Lunettes à Oxygène

## En bref

Les embouts nasaux incurvés sont plus fins, plus doux au toucher et suivent les contours anatomiques du nez du patient. Les canules nasales de type lunettes sont disponibles dans diverses configurations, offrant au client un large choix d'embouts nasaux, de tubulures à oxygène et de connecteurs.

- débit : 1-7 l/min



Réf. 1103



Réf. 1104

### Lunettes à oxygène pour adulte

Référence	Embout nasal		Tubulure			Connecteur standard	Conditionnement
	Évasé	Non évasé	Standard	Star-lumen (débit protégé)	Longueur		
1103		x		x	210 cm	x	50
1103P*		x		x	210 cm	x	
1104	x			x	210 cm	x	
1104P*	x			x	210 cm	x	
41110		x		x	210 cm	x	

\*Version sans DEHP

## SOFTECH

Extrêmement légères et flexibles, les lunettes à oxygène SOFTECH sont conçues pour être ergonomiques, de manière à améliorer l'acceptation et le confort du patient. Ce type de design permet de mieux les ajuster et d'augmenter leur stabilité. Plusieurs tailles sont également disponibles pour les enfants et les nourrissons.

Les lunettes à oxygène Hudson sont disponibles avec des raccords standards ou universels. Les connecteurs universels sont pratiques et économiques car ils se fixent directement sur les débitmètres, éliminant ainsi le besoin d'adaptateurs filetés à écrou.

- Fabriqué dans un matériau exempt de DEHP



Réf. 41820

### Lunettes à oxygène SOFTECH

Référence	Taille	Tubulure		Connecteur		Débit recommandé	Conditionnement
		Star Lumen® (débit protégé)	Longueur	Standard	Universel		
41820	Adulte	x	210 cm	x		4 l/min	50
41826	Pédiatrique	x	210 cm		x	3,5 l/min	
41828	Nourrisson	x	210 cm	x		1,5-2 l/min	