



Triflo® Essentiel

Appareil d'entraînement à la respiration profonde Triflo Essential Incentive



Référence	4717395MN					
Description	L'appareil d'exercice de respiration profonde Triflo® Essentiel Incentive est un spiromètre thérapeutique non diagnostique, orienté débit, conçu pour un débit maximal d'environ 1200 centimètres cubes (cc) par seconde (sec). Fournit une indication indirecte du volume inspiré par le patient, visualisé par des flotteurs à bille dans chaque chambre. Composé de trois chambres (600 cc/sec, 900 cc/sec et 1200 cc/sec), chacune contenant un flotteur à bille colorée qui montera en fonction du débit inspiratoire du patient. Cet appareil est idéal pour les séances de physiothérapie respiratoire postopératoires ou pour une utilisation lors d'exercices sur le débit inspiratoire.					
Matière(s)	Polypropylène, polystyrène et polyuréthane					
Conditionnement	12 unités par carton					
Conditionnement	Toutes les unités sont emballées dans un carton.					
Informations logistiques	Emballage	GTIN	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
	Carton	28698573032908	400	200	180	2018
	Sachet unitaire	8698573032904	174	87	78	168
Fabricant légal	Plasti-med Plastik Produits Médicaux Ltée Conforme à la norme EN ISO 13485					
Réglementation	Conforme à la directive 93/42/CEE Classe : I non stérile. •Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.					
Autres informations	NA					



Medline International France SAS
Immeuble Australia
19 rue Stephenson
78180 Montigny-le-Bretonneux
78180 Montigny-le-Bretonneux, France

Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
<https://www.medline.eu/fr>