


BLOUSE D'ISOLATION ISOLATION GOWN

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Les blouses d'isolation sont non stériles et à usage unique pour le personnel soignant ou le visiteur. Elles possèdent des élastiques aux poignets et un cordon de fermeture à l'encolure et à la taille. De taille unique, elles existent en différents coloris. <i>Isolation gowns are non-sterile, single-use gowns for nursing staff or visitors. They have elastic cuffs and a drawstring closure at the neck and waist.</i> <i>One size fits all, they are available in different colors.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe I / Medical device class I RDM (UE) 2017/745 ISO 9073-1 : Textiles. Méthodes d'essai pour non tissés. Partie 1 : détermination de la masse surfacique ISO 9073-3 : Textiles. Méthodes d'essai pour non tissés. Partie 3 détermination de la résistance à la traction et de l'allongement NF EN ISO 1773 : Textiles - Étoffes - Détermination de la largeur et de la longueur.
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	100% Polypropylène non tissé. <i>100% Non woven polypropylene</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

A	B	C
110cm(±2)	137cm(±2)	68.5cm(±2)
D	E	F
22cm(±1)	21cm(±1)	26cm(±1)
G	H	
15cm(±2)	57cm(±2)	



Densité / Density :

- 69ISO30x : 28 +/- 5g/m²

- 69ISO20x : 20 +/- 5g/m²

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
69ISO30	Blouse d'isolation - non tissé bleu <i>Isolation gown – non woven blue</i>	Sachet de 10 blouses – carton de 10 sachets <i>10 gowns per bag – 10 bags per carton</i>
69ISO30V	Blouse d'isolation - non tissé vert <i>Isolation gown – non woven green</i>	
69ISO30W	Blouse d'isolation - non tissé blanc <i>Isolation gown – non woven white</i>	
69ISO30Y	Blouse d'isolation - non tissé jaune <i>Isolation gown – non woven yellow</i>	
69ISO30/150	Blouse d'isolation - non tissé bleu <i>Isolation gown – non woven blue</i>	Sachet de 10 blouses – carton de 15 sachets <i>10 gowns per bag – 15 bags per carton</i>
69ISO20	Blouse d'isolation - non tissé bleu <i>Isolation gown – non woven blue</i>	Sachet de 10 blouses – carton de 10 sachets <i>10 gowns per bag – 10 bags per carton</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Certification CE / CE certification
	Date de fabrication / Manufacturing date		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Référence produit / Reference		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Dispositif médical / Medical device		Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix
	Produit non stérile / Non sterile product		Date limite d'utilisation / Expiry date

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / Non sterile product.

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK