

CHARLOTTE CLIP CLIP CAP

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Dispositif de protection en milieu chirurgical, médical, hôtellerie et industrie. Non stérile et à usage unique. Pliage en accordéon. <i>Protective device for surgical, medical, hotel and industrial environments. Non-sterile and single use. Accordion folding.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical / Medical device : OUI / YES Classe I / Class I
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Polypropylène non tissé, avec un élastique. <i>Non-woven polypropylene, with elastic band.</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Diamètre / Diameter	Densité / Density
45x53 cm en extension <i>45x53 cm in extension</i>	10 g/m²

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
69MC45W	Charlotte clip – Blanc <i>Clip cap – White</i>	Sachet de 100 charlottes – Carton de 10 sachets <i>100 caps per bag, 10 bags per carton</i>
69MC45B	Charlotte clip – Bleu <i>Clip cap - Blue</i>	
69MC45V	Charlotte clip – Vert <i>Clip cap – Green</i>	
69MC45WB2	Charlotte clip – Blanc <i>Clip cap – White</i>	Boîtes de 250 charlottes – carton de 4 boîtes <i>250 caps per box, 4 boxes per carton</i>
69MC45BB	Charlotte clip – Bleu <i>Clip cap – Blue</i>	
69MC45BB100	Charlotte clip – Bleu <i>Clip cap - Blue</i>	Boîtes de 100 charlottes – Carton de 10 boîtes <i>100 caps per box, 10 boxes per carton</i>
69MC45WB	Charlotte clip – Blanc <i>Clip cap – White</i>	
69MC45VB	Charlotte clip – Vert <i>Clip cap - Green</i>	

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Certification CE / CE certification
	Date de fabrication / Manufacturing date		Produit non stérile / Non sterile product
	Référence produit / Reference		Crain l'humidité / Is afraid of moisture
	Dispositif médical / Medical device		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Date limite d'utilisation / Expiry date

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / Non sterile product

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK