


BLOUSE VISITEUR VISITOR GOWN

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Blouse de protection Non stérile et à usage unique pour le personnel soignant ou le visiteur. Avec élastiques aux poignets et fermeture par boutons pression. Equipées de 2 poches basses et d'un col. Blanches, elles existent en différentes tailles. <i>protective gown Non-sterile and single-use for nursing staff or visitors. With elastic cuffs and snap closure. Equipped with 2 lower pockets and a collar. White, they exist in different sizes.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe I / Medical device class I RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	PP non tissé Non woven PP

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE



Reference	A	B	C	D
69OR1L	105	146	57	16
69OR1XL	107	153	58	17
69OR1XXL	110	158	60	17

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
69OR1L	Blouse visiteur taille L <i>Visitor gown size L</i>	<i>Emballage individuel Carton de 50 unités Individual bag , 50 units per carton</i>
69OR1XL	Blouse visiteur taille XL <i>Visitor gown size XL</i>	
69OR1XXL	Blouse visiteur taille XXL <i>Visitor gown size XXL</i>	

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non stérile product*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK