

SURCHAUSSURE PE
COVERSHOE PE


DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Surchaussure à élastique bleue, à usage unique, non stérile. <i>Blue elasticated covershoe, single use, non-sterile.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe I / <i>Medical device class I</i> RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Surchaussure / <i>Covershoe</i> : PE Elastique / <i>Elastic</i> : Latex

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZEDimensions / *Dimensions* :

- A = 15cm +/- 1cm
- B = 35cm +/- 1cm

Epaisseur / *Thickness* :

- 0,04mm +/- 0,002mm

**REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING**

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
69PSC36BPE	Surchaussure en PE bleu 40 microns <i>Covershoe, PE, blue, 40 microns</i>	Sachet de 100 pièces – Carton de 20 sachets <i>100 units per bag, 20 bags per carton</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Contenu en latex ou présence de caoutchouc naturel / <i>Latex content or presence of natural rubber</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non sterile product.*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK