

SURCHAUSSURE EN NON TISSE COVERSHOE NON WOVEN


DESCRIPTION / DESCRIPTION	Surchaussure à élastique bleue ou blanche, à usage unique, non stérile. <i>Blue or white elasticated covershoe, single use, non-sterile.</i>
REGLEMENTATION / REGULATIONS	Dispositif médical classe I / Medical device class I RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION / COMPOSITION	Surchaussure / Covershoe : PP Elastique / Elastic : Latex

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Dimensions / Dimensions :

- A = 40cm +/- 2cm
- B = 16,5cm +/- 2cm
- C = 28cm +/- 2cm

PP : 35g/m² +/- 3g/m²



REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
69PSC40	Surchaussure en non tissé blanc <i>White covershoe, non woven</i>	Sachets de 100 pièces – carton de 10 sachets <i>100 units per bag – 10 bags per carton</i>
69PSC40B	Surchaussure en non tissé bleu <i>Blue covershoe, non woven</i>	

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>
	Contenu en latex ou présence de caoutchouc naturel / <i>Latex content or presence of natural rubber</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non sterile product.*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK