


PYJAMA PYJAMA

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Pyjama SMS avec plusieurs coloris. Habillage du personnel soignant. Pantalon avec lien à la taille. Veste avec col V. 3 poches. Non stérile et à usage unique. 4 ou 3 tailles suivant les coloris. <i>SMS pyjamas with several colors. Dressing for the nursing staff. Pants with tie at the waist. Jacket with V-neck. 3 pockets. Non sterile and single use. 4 or 3 sizes according to the colors.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe I / Medical device class I RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	SMS : (SPUNBOND + MELTBLOWN + SPUNBOND) 100% PP

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Taille	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	69	52	30	20	20	102,5	54	66	48
M	70	56	30	23	20	106,5	56	69,5	48,5
L	71	61	30	26	20	109,5	58	70,5	50
XL	73,5	63,5	32	26	20	112	60	72	51,5
Tolérance	+/- 2 cm	+/- 2 cm	+/- 1 cm	+/- 1 cm	+/- 1 cm	+/- 2 cm	+/- 2 cm	+/- 2 cm	+/- 2 cm



Densité / Density : $38 \pm 3 \text{ g/m}^2$

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
69PYJSMS-S	Bleu / Blue	Emballage individuel – carton de 50 sachets Individual packaging - carton of 50 bags
69PYJSMS-M		
69PYJSMS-L		
69PYJSMS-XL		
69PYJSMSL-M	Lavande / Purple	
69PYJSMSL-L		
69PYJSMSL-XL		
69PYJSMSP-M	Rose / Rose	
69PYJSMSP-L		
69PYJSMSP-XL		
69PYJSMSO-M	Orange / Orange	
69PYJSMSO-L		
69PYJSMSO-XL		
69PYJSMSG-M	Vert / Green	
69PYJSMSG-L		
69PYJSMSG-XL		

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Dispositif médical / Medical device
	Date de fabrication / Manufacturing date		Référence produit / Reference
	Produit non stérile / Non sterile product		Certification CE / CE certification
	Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Date limite d'utilisation / Expiry date		Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / Non stérile product

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER

MEDISTOCK