

## SURCHAUSSURE RENFORCEE PP AVEC SEMELLE CPE PP REINFORCED COVERSHOE WITH CPE SOLE


|                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b><br><i>/ DESCRIPTION</i>    | <p>Surchaussure blanche à élastique avec semelle renforcée bleue, à usage unique, non stérile.</p> <p>White covershoe with elastic band and blue reinforced sole, single use, non-sterile.</p>                            |
| <b>REGLEMENTATION</b><br><i>/ REGULATIONS</i> | Dispositif médical classe I / <i>Medical device class I</i><br>RDM (UE) 2017/745                                                                                                                                          |
| <b>COMPOSITION</b><br><i>/ COMPOSITION</i>    | <p>Surchaussure blanche / <i>White covershoe</i> : PP (polypropylene)</p> <p>Semelle bleue / <i>Blue sole</i> : CPE (polyéthylène chloré / <i>chlorinated polyethylene</i>)</p> <p>Elastique / <i>Elastic</i> : Latex</p> |

### INFORMATIONS et DIMENSIONS / *INFORMATION and SIZE*

PP : 40g/m<sup>2</sup>  
CPE : 0,065mm d'épaisseur / *thickness*

Dimensions / *Dimensions* :

- A = 16,5cm +/- 1cm
- B = 41cm +/- 2cm



### REFERENCES et CONDITIONNEMENT / *REFERENCES and PACKAGING*

| Référence<br><i>/ Reference</i> | Désignation / <i>Designation</i>                                          | Conditionnement / <i>Packaging</i>                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69PSC40BPE                      | Surchaussure, PE bleu renforcée<br><i>Covershoe, PE, Reinforced, blue</i> | Sachet de 50 pièces – Carton de 10 sachets<br><i>50 units per bag – 10 bags per carton</i> |

## SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

|                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>                                    |  | Usage Unique / <i>single use</i>                                                                                                 |
|  | Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>                                                       |  | Certification CE / <i>CE certification</i>                                                                                       |
|  | Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>                                                         |  | Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>                                                                        |
|  | Référence produit / <i>Reference</i>                                                                    |  | Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>                                                                                 |
|  | Dispositif médical / <i>Medical device</i>                                                              |  | Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>                                                                                 |
|  | Contenu en latex ou présence de caoutchouc naturel / <i>Latex content or presence of natural rubber</i> |  | Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i> |
|  | Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                  |

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.  
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

## CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.  
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

## CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non sterile product.*

## VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



**FABRICANT / MANUFACTURER**  
MEDISTOCK