

GANT VINYLE NON POUDRE
Examination vinyl gloves powder free

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Gant vinyle non poudré / <i>Examination vinyl gloves powder free</i> Poignet roulé / <i>Rolled wrist</i>
INDICATIONS/ <i>INDICATIONS</i>	Les gants médicaux sont des dispositifs de protection cutanée à usage unique utilisés lors de la réalisation de soins <i>Medical gloves are single-use skin protection devices used in performing care</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe I / <i>Class I medical device</i> RDM (UE) 2017/745 Contact alimentaire / <i>food contact</i> EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 et EN 455-4 EN 374-1 / EN 374-5
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Polychlorure de vinyle / <i>Vinyl polychlorur</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

DIMENSIONS / SIZE

Référence <i>Reference</i>	Taille <i>Size</i>	Largeur de la paume de la main (mm) <i>Width of palm of hand (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length</i>
A1024	XS	≤ 80	Min. 240
A1025	S	80	Min. 240
A1026	M	95	Min. 240
A1027	L	110	Min. 240
A1028	XL	≥ 110	Min. 240

Couleur (Color)	Transparent / <i>Transparent</i>	AQL	1.5
Ambidextre <i>(ambidextrous)</i>	Oui / <i>Yes</i>		

PROPRIETES PHYSIQUES & BIOLOGIQUES / BIOLOGICAL & PHYSICAL PROPERTIES

	Avant vieillissement <i>(before aging)</i>	Après vieillissement <i>(after aging)</i>
Force à la rupture (N) <i>(Force at break)</i>	≥3.6N	≥3.6N

SYMBLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Sens de stockage / <i>Storage orientation</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Limite de température / <i>Temperature limit</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Contact alimentaire / <i>food contact</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière, entre 5°C et 40°C.
/Store in a clean, dry place, away from light, between 5°C and 40°C.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit délivré non stérile / Non sterile products

CONDITIONNEMENT / PACKAGING

Boite de 100 gants / carton de 10 boites
100 Gloves per box / Boxes par carton

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER : MEDISTOCK