

DOIGTIERS NON POUDRES ROLLED LATEX FINGER COTS

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Doigtier non poudré à usage unique, non stérile, pour la protection du doigt, de la sonde ou du capteur lors d'examens médicaux. <i>/Single-use, non-sterile, powder-free finger pad for protecting the finger, probe or sensor during medical examinations.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médicaux / Medical device : Classe I / Class I RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Latex

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Test	Specification	Standard
Résistance à la traction / <i>Tensile strength (MPa)</i>	≥ 24	ASTM D3772/D412
Elongation / <i>Elongation (%)</i>	≥ 750	

Taille / Size	S / Small	M / Medium	L / Large	XL / X-Large
Poids moyen / <i>Average weight (g)</i>	0.41 ± 0.02	0.46 ± 0.02	0.52 ± 0.02	0.58 ± 0.02
Largeur / <i>Width (mm)</i>	24 ± 2	28 ± 2	30 ± 2	34.5 ± 2.5
Longueur / <i>Length (mm)</i>	70 ± 5			
Epaisseur / <i>Thickness (mm)</i>	0.09 ± 0.03			

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
A1050	S / Small	Sachet de 100 doigtiers - Carton de 50 ou 300 sachets <i>/ Bag of 100 fingertips - Carton of 50 or 300 bags</i>
A1051	M / Medium	
A1052	L / Large	
A1053	XL / Extra large	

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Contenu en latex ou présence de caoutchouc naturel / <i>Latex content or presence of natural rubber</i>		Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non sterile product.*
Durée de vie : 3 ans / *Time life : 3 years*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK