

GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUDRE MEDI-TRIL PLUS
MEDI-TRIL PLUS nitrile examination gloves without powder

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Gants d'examen à usage unique non poudré MEDI-TRIL PLUS. Ambidextres, non stériles, poignets roulés, sans latex. <i>/ MEDI-TRIL PLUS single-use powder-free examination gloves. Ambidextrous, non-sterile, rolled cuffs, latex-free.</i>
INDICATIONS <i>/ INDICATIONS</i>	Les gants médicaux sont des dispositifs de protection cutanée à usage unique utilisés lors de la réalisation de soins présentant un risque infectieux pour le soignant et/ou le patient. <i>/ Medical gloves are single-use skin protection devices used when providing care that presents an infectious risk for the caregiver and/or the patient.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe I / <i>Class I medical device</i> RDM (UE) 2017/745 Contact alimentaire / <i>food contact</i> EN455-1 / EN455-2 / EN455-3 / EN455-4
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Non poudré Nitrile sans protéine ni latex <i>/ Powder-free</i> <i>Nitrile without protein or latex</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE
DIMENSIONS / SIZE

Référence <i>Reference</i>	Taille <i>Size</i>	Largeur de la paume de la main (mm) <i>Width of palm of hand (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length</i>
A1411	XS	≤ 80	Min. 240
A1412	S	80	Min. 240
A1413	M	95	Min. 240
A1414	L	110	Min. 240
A1415	XL	≥ 110	Min. 240

PROPRIETES PHYSIQUES & BIOLOGIQUES / BIOLOGICAL & PHYSICAL PROPERTIES

	Avant vieillissement (before aging)	Après vieillissement (after aging)
Force à la rupture (N) (Force at break)	≥ 6N	≥ 6N

Taux de poudre / Powder rate : ≤ 2 mg/gant /glove

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence /Reference	Taille /Size	Conditionnement /Packaging
A1411	XS	100 gants 10 boîtes / carton 100 gloves. 10 boxes per carton.
A1412	S	
A1413	M	
A1414	L	
A1415	XL	

SYMBLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Certification CE / CE certification
	Date de fabrication / Manufacturing date		Sens de stockage / Storage orientation
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Dispositif médical / Medical device		Limite de température / Temperature limit
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Contact alimentaire / food contact		Ne contient pas de latex ou caoutchouc naturel / Does not contain natural latex or rubber
	Produit non stérile / Non sterile product		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Marchandise à manipuler avec soin / Handling with care		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière, entre 5°C et 40°C.
/Store in a clean, dry place, away from light, between 5°C and 40°C.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / Non sterile product.

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER:
MEDISTOCK