



Medline International France  
SAS 5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France  
[www.medline.com/fr/](http://www.medline.com/fr/)



## Fiche technique

## Brosse chirurgicale sèche stérile

### Référence(s)

**BRUSH1**

### Description

Brosse chirurgicale avec cure-ongles.  
A usage unique  
Stérile (par EtO)

### Matière(s) Principale (s)

Cure-ongles en Polyéthylène  
Picots doux en Polyéthylène  
Eponge en Polyuréthane

### Conditions de Stockage

Ne pas stocker près d'une source de chaleur.

### Conditionnement

40 unités / boîte distributrice  
400 unités / carton

### Emballage

Emballage : souple pelable (FFS)  
Boîte : carton

### Fabricant

Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France  
Certifié EN ISO 13485 et ISO 9001

### Réglementaire

Ce produit n'est pas un Dispositif Médical



Sans latex naturel

© 2017 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés

TDS-BRUSH1-FR01

01.01.INT.12