




Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00  
Fax : 01 30 05 34 52  
[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## OPS™ Essential

## Champ de soins adhésif

### Référence(s)

ES15211CE

### Description

Un sachet pelable 15x28 cm contient:  
- 1 champ de soins bilaminé adhésif 90x75 cm

### Matière (s)

Bilaminé imperméable et absorbant (polyéthylène + polypropylène)

### Conditionnement

160 unités par carton  
40 unités par boîte distributrice

### Emballage

Sachet de stérilisation pelable  
4 boîtes distributrices contiennent l'ensemble des unités

### Fabrication

Medline International France SAS  
EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/EEC  
Classe du dispositif: I stérile  
HP: Conforme aux exigences de haute performance de la norme EN 13795



Latex free



0086



STERILE EO



© 2018 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés.

TDS\_IndDrape\_ES15211CE\_FR01

01.INT.03.30