



Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00  
Fax: 01 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



## Fiche technique



## Agrafeuse chirurgicale

### Référence(s)

**F-35WB** - agrafes larges  
**F-35RB** - agrafes standards

### Description

Agrafeuse chirurgicale à usage unique avec 35 agrafes en acier inoxydable

Modèle	F-35RB	F-35WB
Taille de l'agrafe	0,5mm	0,6mm
Taille de l'agrafe après fermeture	5,9 mm*3,9mm 	7,2mm*4,9mm 
Quantité d'agrafes (unités)	35	35
Méthode de stérilisation	ETO	ETO

### Matière(s)

Corps de l'agrafeuse: Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)  
Cartouche d'agrafes: Polycarbonate  
Agrafes: Acier inoxydable à usage médical

### Conditionnement

5 unités par boîte distributrice  
100 unités par carton (20 boîtes distributrices)

### Conditionnement

Emballage

### Fabricant légal

Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd  
EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif: IIa stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



STERILE EO

© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_Skinstapler\_FR04