



Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00  
Fax: 01 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



## Fiche technique

## Cagoule chirurgicale en spunbond

### Référence(s)

Référence	Couleur
<b>FS63100A</b>	Vert
<b>FS63150A</b>	Bleu

### Description

Cagoule chirurgicale avec liens autour du cou  
Largeur (A) = 17 cm

### Matière(s)

Polypropylène extrudé, 30g/m<sup>2</sup>

### Conditionnement

600 unités par carton  
100 unités par boîte distributrice

### Conditionnement

6 boîtes distributrices contiennent l'ensemble des unités dans un carton

### Fabricant

Medline International France SAS  
EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux 2017/745

Classe du dispositif: I non stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



Sans latex



© 2020 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_Headwear09\_FR02 (FS631x)