



Medline International France SAS  
2 rue Rene Caudron,  
Bâtiment 13F  
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins le Bretonneux  
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00  
Fax : +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



## Fiche technique

# Nébuliseur avec masque d'aérosol, avec tubulure Star Lumen et connecteur standard

### Référence(s)

Référence	Nébuliseur (ø 22mm)	2,10m tubulure standard Star Lumen	Masque aérosol pour trachéotomie	
			Adulte	Pédiatrique
HCS993	X	X	X	
HCS994	X	X		X

### Description

Les mini-nébuliseurs (petit volume) sont utilisés pour nébuliser des solutions médicamenteuses liquides destinées à l'inhalation (aérosolthérapie). Le médicament est versé dans le nébuliseur qui est connecté à de l'air comprimé ou à une source d'oxygène par l'intermédiaire d'une tubulure d'oxygène. En fournissant l'air/l'oxygène comprimé avec le débit requis, un effet venturi est créé dans le nébuliseur qui achemine le médicament le long d'une plaque de distribution verte et le projette contre une plaque déflectrice, au travers de laquelle des aérosols de taille appropriée sont générés. Les aérosols générés peuvent être inhalés.

Ne pas utiliser sur plusieurs patients (dispositif à usage unique).

### Matières :

Nébuliseur : Polystyrène (cuve et jet), polypropylène (capuchon)  
Coque de masque, tubulure d'alimentation, raccords de tubulure: Chlorure de polyvinyle  
Pince-nez: Aluminium  
Sangle élastique avec aglets: Nylon, Spandex  
Sans latex de caoutchouc naturel

### Conditionnement

Emballé individuellement dans des sachets en plastique 50 unités par carton.

### Emballage

Emballage en polyéthylène non stérile (PE)

### Fabricant légal

Besmed Health Business Corp  
No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Road,  
Wu-Ku District. New Taipei City, 24888, Taiwan

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif : IIa non-stérile

• Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.

### Autres informations

NA

© 2023 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_NebulizerwithAerosolMask\_HCS993\_HCS994\_FR01

Durée de conservation : Date limite d'utilisation et de péremption



0344

Sans latex