

## MASQUES DE CHIRURGIE A ELASTIQUES SURGICAL MASK WITH ELASTICS

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b><br><i>/ DESCRIPTION</i>    | <p>Masque à usage médical de haute filtration assurant une protection ainsi qu'un confort respiratoire.<br/>Protection contre les poussières, particules solides et liquides.</p> <p><i>Mask for medical use of high filtration ensuring a protection as well as a respiratory comfort.</i><br/><i>Protection against dust, solid particles and liquids.</i></p> |
| <b>REGLEMENTATION</b><br><i>/ REGULATIONS</i> | <p>Dispositif médical / Medical device : Classe I / Class I<br/>Type IIR<br/>RDM (UE) 2017/745<br/>EN 14683+AC 2019</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COMPOSITION</b><br><i>/ COMPOSITION</i>    | <p>Polypropylène, Polyester, Barrette en fer<br/><i>Polypropylene, Polyester, Iron bar</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Face Externe<br><i>External face</i>   | <p>Matière / Material : PP<br/>Procédé / Process : spunbond (extrusion)<br/>Grammage / Weight : 25 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Couleur : Bleu, vert, blanc, rose, jaune, lavande, orange, noir<br/><i>Color : Blue, green, white, pink, yellow, lavender, orange, black</i></p>             |
| Filtre<br><i>Filter</i>                | <p>Matière / Material : PP<br/>Procédé / Process : melt bond (extrusion soufflage)<br/>Grammage / Weight : 25 gr/m<sup>2</sup><br/>Couleur / Color : Blanc</p> <p>BFE (<i>Bacterial Filtration Efficiency</i> / Efficacité de la filtration bactérienne) ≥98%<br/>particules 3.0 µm</p> |
| Face interne<br><i>Internal face</i>   | <p>Matière / Material : PP<br/>Procédé / Process : spunbond (extrusion)<br/>Grammage / Weight : 25 gr/m<sup>2</sup><br/>Couleur / Color : Blanc</p>                                                                                                                                     |
| Elastiques<br><i>Elastics</i>          | <p>Matière / Material : Polyester<br/>Couleur / Color: Blanc</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| Barrette<br>Nasale<br><i>Nasal bar</i> | <p>Matière / Material : fer / Iron<br/>Longueur / Length: 140 mm<br/>Largeur / Width : 4 mm</p>                                                                                                                                                                                         |

| Mise en place / <i>Setting up</i>                                                                                                                                                                                                                     | Enlèvement / <i>Removal</i>                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |

## REFERENCES et CONDITIONNEMENT / *REFERENCES and PACKAGING*

| Référence / <i>Reference</i> | Désignation / <i>Designation</i>                               | Conditionnement / <i>Packaging</i>                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| I9014                        | Masque + élastiques bleu<br><i>Mask + blue elastics</i>        | Carton de 40 boîtes de 50 masques<br><i>Carton of 40 boxes of 50 masks each</i> |
| I9015                        | Masque + élastiques vert<br><i>Mask + green elastics</i>       |                                                                                 |
| I9018                        | Masque + élastiques blanc<br><i>Mask + white elastics</i>      |                                                                                 |
| I9024                        | Masque + élastiques rose<br><i>Mask + pink elastics</i>        |                                                                                 |
| I9025                        | Masque + élastiques jaune<br><i>Mask + yellow elastics</i>     |                                                                                 |
| I9026                        | Masque + élastiques lavande<br><i>Mask + lavender elastics</i> |                                                                                 |
| I9027                        | Masque + élastiques orange<br><i>Mask + orange elastics</i>    |                                                                                 |
| I9010                        | Masque + élastique noir<br><i>Mask + black elastics</i>        |                                                                                 |

## SYMBLES ET PRECAUTIONS / *SYMBOLS and PRECAUTIONS*

|                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>                                                             |  | Usage Unique / <i>single use</i>                                                                 |
|  | Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>                                                                                |  | Certification CE / <i>CE certification</i>                                                       |
|  | Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>                                                                                  |  | Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>                                                 |
|  | Référence produit / <i>Reference</i>                                                                                             |  | Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>                                                 |
|  | Dispositif médical / <i>Medical device</i>                                                                                       |  | Limite de température / <i>Temperature limit</i>                                                 |
|  | Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>                                                                                   |  | Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>                                        |
|  | Distributeur / <i>Distributor</i>                                                                                                |  | Ne contient pas de latex ou caoutchouc naturel / <i>Does not contain natural latex or rubber</i> |
|  | Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i> |                                                                                     |                                                                                                  |

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.  
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

### **CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS**

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.  
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Durée de vie / Life time : 5 ans / 5 years  
Température de conservation / Storage temperature : 5°C – 40°C

### **CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS**

Produit non stérile / Non sterile product

### **VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT**



**DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTOR**  
MEDISTOCK