

MASQUE FFP2 BLS 502

BLS 502 FFP2 MASK

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Les masques jetables BLS 502 offrent une protection dans les environnements où l'utilisateur est exposé aux particules solides et/ou liquides en suspension dans l'air (poussière, fumées, brouillards). Le masque jetable convient à différents types de visages de tailles et de formes différentes. L'emballage hygiénique unique protège également le masque de toute contamination avant utilisation, permettant sa conservation de manière pratique et la distribution au travail. La barrette nasale, placée à l'intérieur du media filtrant s'adapte au nez et aux lunettes du porteur, <i>BLS 502 disposable masks offer protection in environments where the user is exposed to airborne solid and/or liquid particles (dust, fumes, mist). The disposable mask is suitable for a wide range of face shapes. The unique hygienic packaging also protects the mask from contamination before use, enabling it to be conveniently stored and distributed at work. The nose clip inside the filter media adapts to the wearer's nose and glasses..</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Les masques jetables BLS: • Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle) • Sont certifiés comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 149:2001+A1:2009 • Sont certifiés PAR Italcert S.r.l. (Organisme notifié n ° 0426) <i>BLS disposable masks:</i> - Meet the requirements of European Regulation 2016/425 (Personal Protective Equipment). - Are certified as category III PPE, in compliance with technical standard EN 149:2001+A1:2009 - Are certified by Italcert S.r.l. (Notified Body No. 0426)
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Elastique : Caoutchouc Barrette nasale : Polypropylène renforcé Matériel filtrant : Polypropylène <i>Elastic: Rubber Nose bridge: Reinforced polypropylene Filter material : Polypropylene</i>

INFORMATIONS / INFORMATION

Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l'intérieur < 8 %).

FFP2 masks filter at least 94% of aerosols with an average size of 0.6 µm (total inward leakage < 8%).

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
IFFP2/240	Masque FFP2 BLS 502 BLS 502 FFP2 Mask	20 masques par boîte – 12 boîtes par carton Emballage individuel 20 masks per box - 12 boxes per carton Individually packaged

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Durée de vie / Lifetime : 10 ans / 10 years

Température / Temperature range : +5°C – +40°C

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / Non sterile product

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTOR
MEDISTOCK