



CareSet™

Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tel. +33 1 30 05 34 00
Fax. +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr

Fiche Technique

SET DE SUTURE

Client	CARESET	Conditionnement	56
Référence prototype		Stérilisation	ETO, Oxyde d'Ethylene
Référence définitive	KER70017		

Composition

- 5x Compresses non tissée 30g, 7.5x7.5 cm, 4 plis
- 1x Pince Adson avec griffes, 12 cm
- 1x Ciseaux pointus 10cm
- 1x Porte-aiguilles, 14 cm
- 1x Champ 40x45 cm, fen. ø 7cm, adh
- 1x Etiquette de traçabilité
- 1x Blister 3 compartiments

Prévisions annuelles	18540	Prévisions mensuelles	1545
Voisins le Bretonneux	Commercial	Client	

Réglementation: Conforme à la directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42/EEC

Medline International France SAS - Châteaubriant - France



STERILE EO