

# Le fauteuil releveur LAURA Collection CONFORT

L'intemporel français : classique et confortable



Modèle présenté : Tissu Ecotiss Bleu canard

## OPTIONS DISPONIBLES :

Têteière demi-lune - Têteière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide poche  
- Matelas d'assise visco en continu - Largeur d'assise XL + 150 kg - Garantie moteurs 5 ans  
- Batterie sans fil - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg - Protège haut dossier.

## PLUS PRODUITS

- Bonne préhension des accoudoirs
- Confort des accoudoirs en hêtre
- Dossier confort moelleux

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Confort : assise ferme, dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées


Assise : mousse haute résilience 34 kg/m<sup>3</sup>

Accoudoirs : hêtre vernis merisier, mousse 20 kg/m<sup>3</sup>, suspension d'assise panneau plein

Motorisations disponibles : 1 et 2 moteurs releveur, manuel

Garantie : 2 ans

## DIMENSIONS Option assise courte avec P. 45cm



Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 95 cm - Profondeur déployée : 176 cm

## REVÊTEMENTS & COLORIS

Cuir : 6 - Kyrios : 1 - Nika 3 - Ecotiss : 7 - Mine : 7  
Lena : 5 - PVC Nilo : 7 - Grain non feu : 9



Image d'illustration

## MORPHOLOGIE



< 1,75m  
120kg maxi

