

COMPRESSES DE GAZE STERILES
STERILE GAUZE SWABS

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Les compresses de gaze stériles sont destinées à absorber les exsudats lors d'opérations chirurgicales ou lors de soins. 17 fils, elles existent en différentes tailles et conditionnement. <i>Sterile gauze pads are intended to absorb exudates during surgical operations or care. They are available in 17 threads, in different sizes and packaging.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Coton / Cotton 40g

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M13001S1	5 x 5 cm 8 plis / 1	20 boîtes de 100 sachets de 1 <i>20 boxes of 100 bags of 1</i>
M13001S2	5 x 5 cm 8 plis / 2	20 boîtes de 50 sachets de 2 <i>20 boxes of 50 bags of 2</i>
M13001S5	5 x 5 cm 8 plis / 5	40 boîtes de 20 sachets de 5 <i>40 boxes of 20 bags of 5</i>
M13002S1	7,5 x 7,5 cm 8 plis / 1	20 boîtes de 100 sachets de 1 <i>20 boxes of 100 bags of 1</i>
M13002S2	7,5 x 7,5 cm 8 plis / 2	24 boîtes de 100 sachets de 2 <i>24 boxes of 100 bags of 2</i>
M13002S5	7,5 x 7,5 cm 8 plis / 5	20 boîtes de 20 sachets de 5 <i>20 boxes of 20 bags of 5</i>
M13003S1	10 x 10 cm 8 plis / 1	16 boîtes de 100 sachets de 1 <i>16 boxes of 100 bags of 1</i>
M13003S2	10 x 10 cm 8 plis / 2	16 boîtes de 50 sachets de 2 <i>16 boxes of 50 bags of 2</i>
M13003S5	10 x 10 cm 8 plis / 5	16 boîtes de 20 sachets de 5 <i>16 boxes of 20 bags of 5</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Dispositif médical / Medical device
	Date de fabrication / Manufacturing date		XX numéro organisme notifié / CE certification xx= notified body number
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / Sterilizes by ethylene oxyde		Ne pas restériliser / Do not resterilize
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Date limite d'utilisation / Expiry date		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged		Limite de température / Temperature limit
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Product sterilized by ethylene oxide
Péremption / expiry : 5 ans / years

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

