

COMPRESSES NON TISSEES NON STERILES
NON STERILE NON WOVEN SWABS

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Les compresses non tissées non stériles sont destinées à absorber les exsudats lors de soins sans risque infectieux particulier ou à désinfecter une plaie avec un antiseptique. Elles existent en différentes tailles et conditionnement. <i>The Non sterile Non woven swabs are intended to absorb exudates during non infectious patient care or to disinfect a wound with antiseptic. The swabs are available at several sizes and packaging.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe I / Medical device class I RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Coton / Cotton 40g ou/or 30g

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M13101	5 x 5 cm 4 plis 40g	Carton de 50 sachets de 100 <i>Carton of 50 bags of 100</i>
M13102	7,5 x 7,5 cm 4 plis 40g	Carton de 40 sachets de 100 <i>Carton of 40 bags of 100</i>
M13103	10 x 10 cm 4 plis 40g	Carton de 20 sachets de 100 <i>Carton of 20 bags of 100</i>
M13101/30	5 x 5 cm 4 plis 30g	Carton de 50 sachets de 100 <i>Carton of 50 bags of 100</i>
M13102/30	7,5 x 7,5 cm 4 plis 30g	Carton de 50 sachets de 100 <i>Carton of 50 bags of 100</i>
M13103/30	10 x 10 cm 4 plis 30g	Carton de 20 sachets de 100 <i>Carton of 20 bags of 100</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>
	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
			Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*


CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non sterile product*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR / IMPORTER
MEDISTOCK