

ROULEAU DE COTON / COTON ZIG ZAG / BOULE COTON
COTTON ROLL / COTTON ZIG ZAG / COTTON BALL

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Les différents formats de coton (rouleau, zig zag, boule) sont destinés à absorber les exsudats ou le désinfectant lors du nettoyage d'une plaie. <i>The different cotton formats (roll, zig zag, ball) are intended to absorb exudate or disinfectant when cleaning a wound.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	- Dispositif médical de classe I conforme au règlement relatif au dispositif médicaux (UE) 2017/745 - Conforme à la réglementation REACH <i>Class I medical device compliant with the medical device regulation (EU) 2017/745</i> <i>Complies with REACH regulations</i>
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	100 % Coton blanchi hydrophile doux et absorbant - Blanchi au H₂O₂ (sans chlore, ni agent fluorescent) 100% Soft and absorbent hydrophilic bleached cotton H₂O₂ bleached (no chlorine or fluorescent agents)

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Coton zig zag	Carré / rectangle <i>square rectangle</i>	Boule de coton <i>Cotton ball</i>	Rouleau coton <i>Cotton roll</i>
Grammage 150g/m ²	Grammage ≥150g/m ² <i>Weight: ≥150g/m²</i> Dimension ci-dessous <i>/ Dimension below</i>	Boule 700 unités – <i>/ Ball 700 units –</i> Dimension ci-dessous <i>/ Dimension below</i>	Poids : 500g Dia:11.5~11.8cm , Length: 29cm <i>/ Weight: 500g</i> Dia:11.5~11.8cm , Length: 29cm

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M14ROLL500	Rouleau de coton – 500g <i>cotton roll</i>	Carton de 15 rouleaux /Box of 15 rolls
M14Z200	Coton ZigZag prédécoupé 200g <i>Cotton zig zag pre cut</i>	Sachet de 200g Carton de 20 sachets /Sachet of 200g Carton of 20 bags
M14Z500	Coton ZigZag prédécoupé 500g <i>Cotton zig zag pre cut</i>	Sachet de 500g Carton de 10 sachets /500g bag Carton of 10 bags
M14R810P	Coton rectangle 8 x 10 cm <i>Rectangle cotton</i>	Sachet de 200 cotons Cartons de 12 sachets /Bag of 200 cottons Carton of 12 bags
M14R810	Coton rectangle 8 x 10 cm Rectangle cotton	Sachet de 200 cotons Cartons de 10 sachets /Bag of 200 cottons Carton of 10 bags
M14C55	Carré coton 5 x 5 cm Squared cotton	Sachet de 500 cotons Carton de 10 sachets /Bag of 500 cottons Carton of 10 bags
M14C55P7	Carré coton 5 x 5 cm Squared cotton	Sachet de 700 cotons Carton de 10 sachets /Bag of 700 cottons Carton of 10 bags
M140B05	Boule de coton 0.5g <i>Cotton ball</i>	Sachet de 700 cotons Carton de 16 sachets /Bag of 700 cottons Carton of 16 bags
M14B07	Boule de coton 0.7g <i>Cotton ball</i>	Sachet de 700 cotons Carton de 10 sachets /Bag of 700 cottons Carton of 10 bags
M14B07P	Boule de coton 0.6g <i>Cotton ball</i>	Sachet de 700 cotons Carton de 8 sachets /Bag of 700 cottons Carton of 8 bags

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Certification CE / CE certification
	Date de fabrication / Manufacturing date		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Référence produit / Reference		Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix
	Produit non stérile / Non sterile product		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Craint l'humidité / Is afraid of moisture		Dispositif médical / Medical device

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / Non sterile product

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK