

## FICHE TECHNIQUE BANDES

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Les bandes sont destinées à maintenir un pansement ou une articulation. Vendues en emballage individuel.  
Deux types de matériau : - bande de crêpe fabriquée en pur coton, longueur 4 m, largeur : 5 cm, 7 cm et 10 cm.  
- bande extensible en polyamide et viscose, longueur : 3 ou 4 m, largeur : 7cm, 10 cm et 15 cm. Allongement 100%  
Dispositifs médicaux de classe I.

### DIMENSIONS, DESCRIPTION ET CONDITIONNEMENT

#### Bandes de crêpe

Référence	Désignation	Conditionnement
M15001-4	Bande crêpe 5 cm x 4 m 75g	Carton de 10 x 20 bandes
M15002-4	Bande crêpe 7 cm x 4 m 75g	Carton de 10 x 20 bandes
M15003-4	Bande crêpe 10 cm x 4 m 75g	Carton de 10 x 20 bandes
M15004-4	Bande crêpe 15 cm x 4 m 75g	Carton de 10 x 20 bandes

#### Bandes extensibles

Référence	Désignation	Conditionnement
M15101-4	Bande élastique 5 cm x 4 m 30g	Carton de 10 x 20 bandes
M15102-3	Bande élastique 7 cm x 3 m 30g	Carton de 10 x 20 bandes
M15102-4	Bande élastique 7 cm x 4 m 30g	Carton de 10 x 20 bandes
M15103-3	Bande élastique 10 cm x 3 m 30g	Carton de 10 x 20 bandes
M15103-4	Bande élastique 10 cm x 4 m 30g	Carton de 10 x 20 bandes
M15104-3	Bande élastique 15 cm x 3 m 30g	Carton de 10 x 20 bandes
M15104-4	Bande élastique 15 cm x 4 m 30g	Carton de 10 x 20 bandes

### PHOTO

