

BANDES EXTENSIBLES ELASTIC BANDAGE

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Fixation et maintien de pansement. Maintien de protection articulaire <i>Attachment and maintenance of dressing. Maintaining articular protection</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe I / <i>Medical device class I</i> RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	polyamide et viscose 30g/m ²

INFORMATIONS et DIMENSIONS / *INFORMATION and SIZE*

Emballage individuel <i>Individuel packs</i>	Allongement 100% <i>Elongation 100%</i>
---	--

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / *REFERENCES and PACKAGING*

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / <i>Designation</i> <i>Largeur / longueur</i>	Conditionnement / <i>Packaging</i>
M15101-4	Bande élastique 5 cm x 4 m Elastic bandage 5 cm x 4 m	Boîtes de 20 rouleaux – cartons de 10 boîtes 20 rolls per box- 10 boxes per carton
M15102-3	Bande élastique 7 cm x 3 m Elastic bandage 7 cm x 3 m	Boîtes de 20 rouleaux – cartons de 10 boîtes 20 rolls per box- 10 boxes per carton
M15102-4	Bande élastique 7 cm x 4 m Elastic bandage 7 cm x 4 m	Boîtes de 20 rouleaux – cartons de 10 boîtes 20 rolls per box- 10 boxes per carton
M15103-3	Bande élastique 10 cm x 3 m Elastic bandage 10 cm x 3 m	Boîtes de 20 rouleaux – cartons de 10 boîtes 20 rolls per box- 10 boxes per carton
M15103-4	Bande élastique 10 cm x 4 m Elastic bandage 10 cm x 4 m	Boîtes de 20 rouleaux – cartons de 10 boîtes 20 rolls per box- 10 boxes per carton
M15104-3	Bande élastique 15 cm x 3 m Elastic bandage 15 cm x 3 m	Boîtes de 20 rouleaux – cartons de 10 boîtes 20 rolls per box- 10 boxes per carton
M15104-4	Bande élastique 15 cm x 4 m Elastic bandage 15 cm x 4 m	Boîtes de 20 rouleaux – cartons de 10 boîtes 20 rolls per box- 10 boxes per carton

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>
	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Cannot be exposed to humidity/moisture</i>
	Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non stérile product*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER