

FICHE TECHNIQUE SET DE SOINS STERILE N°5

DESCRIPTION DU PRODUIT

Set de soins n°5 composé de :

- 1 champ de soins 38 X 45 cm
- 8 tampons non tissés 20 x 20 cm
- 1 pince anatomique verte en polystyrène
- 1 pince anatomique bleue en polystyrène
- 1 blister rigide 4 compartiments

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Dispositifs médicaux classe I stériles à usage unique.

Durée de péremption : 5 ans après la date de fabrication.

UTILISATION

Soins des plaies

CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
M50005_5	Carton de 16 boîtes Boîte de 5 sets

PHOTO

