

SET DE SUTURE N°1
SUTURE SET N°1

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Set de suture. <i>Suture set.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / <i>Medical device class Is</i> MDD 93/42/CEE
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Instruments : Acier inoxydable <i>Instruments : Stainless steel</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Quantité / Quantity	Dénomination / Denomination
1	Champ de soins 38x45cm <i>Treatment field 38x45cm</i>
1	Champ de soins 38x45cm fenestré <i>Treatment field 38x45cm with windows</i>
5	Compresse non tissées 7,5x7,5cm <i>Non-woven swabs 7,5x7,5cm</i>
2	Tampons d'alcool <i>Alcohol swabs</i>
1	Pince Adson (lisse avec griffes) <i>Adson forceps (smooth with claw)</i>
1	Paire de ciseaux pointus 11cm <i>Pair of pointed scissors 11cm</i>
1	Pince porte aiguille <i>Needle holder pliers</i>
1	Blister rigide 4 compartiments <i>Rigid blister pack 4 compartments</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50006/5	Set de suture N°1 <i>Suture set N°1</i>	5 sets par boîte – 16 boîtes par carton <i>5 sets per box – 16 boxes per carton</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Cannot be exposed to humidity/moisture</i>
	Ne pas restériliser / <i>Do not resterilize</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Date d'expiration : 5 ans
Expiration date : 5 years

CONDITIONS DE STÉRILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *Product sterilized by ethylene oxide*

FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

