

PINCE ANATOMIQUE STERILE BLEUE/VERTE STERILE BLUE/GREEN TWEEZER

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Pince anatomique stérile bleue à usage unique permettant la préhension de coton et compresse lors de soins <i>Single-use Sterile blue anatomical tweezer for gripping cotton and compresses during care</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE
MATERIAUX <i>/ MATERIAL</i>	ABS Conditionnement / <i>packaging</i> : 15 x 10 cm papier PE / PE paper

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50009B/10	Pince Anatomique Stérile Bleue 20x10 <i>Plastic tweezer blue -20 x 10 / 200 pcs</i>	10 sets par boîte – 20 boîtes par carton <i>10 sets per box – 20 boxes per carton</i>
M50009/10	Pince Anatomique Stérile Verte 20x10 <i>Plastic tweezer green -20 x 10 / 200 pcs</i>	10 sets par boîte – 20 boîtes par carton <i>10 sets per box – 20 boxes per carton</i>

SYMBLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Cannot be exposed to humidity/moisture</i>
	Ne pas restériliser / <i>Do not resterilize</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Date d'expiration : 5 ans

Expiration date : 5 years

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *Product sterilized by ethylene oxide*

FABRICANT / MANUFACTURER

MEDISTOCK

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

