

CISEAUX ECO ECO SCISSORS

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Ciseaux stériles pointus 11 cm – usage unique – Utilisation dans le traitement des soins des plaies Sterile Metal scissors sharp tip – 11cm – single use - Use in wound care treatment
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50010E/5	Ciseaux pointus stériles 11cm ECO x 5 Metal scissors sharp tip ECO 5x 20	Carton de 20 boîtes de 5 sets 20 box of 5 sets / carton

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Cannot be exposed to humidity/moisture</i>
	Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxide</i>		Ne pas restériliser / <i>Do not re sterilize</i>
			Limite de température / <i>Temperature limit</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *Product sterilized by ethylen oxyd*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK