

**TECHNISET®**  
**SET DE SOIN N°6**  
**DRESSING SET N°6**

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b><br>/ <i>DESCRIPTION</i>    | Set de soin des plaies stérile à usage unique,<br>/ <i>Sterile, single-use wound care set</i> |
| <b>REGLEMENTATION</b><br>/ <i>REGULATIONS</i> | Dispositif médical classe Is<br>/ <i>Medical device class Is</i><br>MDD 93/42/CEE             |

**INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE**

**Composition :**

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un set à usage unique comprend :<br>- 1 champ de soins 38 x 45 cm<br>- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm<br>- 5 tampons de gaze 3 cm,<br>- 1 pince anatomique verte en plastique<br>- 1 pince anatomique bleue en plastique<br>- 1 blister rigide | <i>A single-use set includes :<br/>1 Drape for care 38X45 cm<br/>5 Gauze Balls 3 cm,<br/>5 Non woven Swabs 7,5x7,5 cm<br/>1 Plastic tweezer green<br/>1 Plastic tweezer blue<br/>Rigid blister</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE**

|                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| champ de soins 38 x 45 cm                                         | film PE bleu + papier fibre blanc -Poids 40g/m²,<br>/ <i>blue PE film + white fiber paper- Weight 40g/m²</i>                                                             |
| Tampons de gaze x5<br>/ <i>Gauze Balls x5</i>                     | Gaze- diamètre 3 cm- coton<br>/ <i>gauze- diameter 3 cm- cotton</i>                                                                                                      |
| compresses non tissés x5<br>/ <i>Non-woven swab x5</i>            | Non-tissé - 40g/m²- Polyester + viscose<br>/ <i>Non-woven - 40g/m²- Polyester + viscose</i>                                                                              |
| Pince anatomique verte/bleu<br>/ <i>green anatomical tweezers</i> | Matériau ABS + fibre de verre<br>12,7 cm- Taille de l'ouverture 2.5cm<br>Vert/bleu<br>/ <i>ABS material + glass fiber - 12.7cm<br/>Opening size 2.5cm<br/>Green/blue</i> |

**REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING**

| <b>Référence</b><br>/ <i>Reference</i> | <b>Désignation / Designation</b> | <b>Conditionnement / Packaging</b>      |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| M50011                                 | Set de soin n°6                  | 16 boîtes de 5 sets<br>16 box of 5 sets |
| M50011/5                               | Set de soin n°6                  | Carton de 50 sets<br>50 sets per carton |

## SYMBLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Nom et adresse du Fabricant /<br>Name and adress of manufacturer                                                                   |  | Usage Unique /<br>single use                                               |
|  | Numéro de lot du produit /<br>Product's batch                                                                                      |  | Dispositif médical /<br>Medical device                                     |
|  | Date de fabrication /<br>Manufacturing date                                                                                        |  | XX numéro organisme notifié /<br>CE certification xx= notified body number |
|  | Référence produit /<br>Reference                                                                                                   |  | Craint l'humidité /<br>Is afraid of moisture                               |
|  | Date limite d'utilisation /<br>Expiry date                                                                                         |  | Conserver à l'abri du soleil /<br>Keep out of the sun                      |
|  | Identifiant unique du produit<br>représenté par un datamatrix /<br>Unique identifier of the product<br>represented by a datamatrix |  | Ne pas ouvrir si endommagé /<br>do not open if damaged                     |
|  | Stérilisé par oxyde d'éthylène /<br>Sterilizes by ethylene oxyde                                                                   |  | Ne pas restériliser /<br>Do not resterilize                                |

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.  
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

## CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.  
/ Store in a clean, dry place, away from light.

## CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Product sterilized by ethylene oxide.  
Conservation : 5 ans / Shelf life : 5 years

## VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



**FABRICANT / MANUFACTURER**  
MEDISTOCK