

SET DE SOINS STERILE N°8
STERILE CARE SET N°8

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Set de soin des plaies stérile à usage unique destiné au soin de plaies mineures, examen clinique ou petite chirurgie. <i>Sterile, single-use wound care set for minor wounds, clinical examinations or minor surgery.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe I stérile. Directive MDD 93/42/CEE <i>Sterile class I medical device. MDD Directive 93/42/EEC</i>
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm (70% viscose + 30% polyester) - 5 tampons de gaze 3 cm, - 1 champ de soins 38 x 45 cm (Polypropylène + Polyéthylène) - 1 pince anatomique verte en ABS - 1 pince kocher bleue en ABS - 1 blister rigide 4 compartiments - 5 non-woven swabs 7.5 x 7.5 cm (70% viscose + 30% polyester) - 5 gauze rolls 3 cm, - 1 drape 38 x 45 cm (Polypropylene + Polyethylene) - 1 green ABS anatomical forceps - 1 blue ABS kocher forceps - 1 rigid 4-compartment blister pack

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50013/5	Set de soins stérile n°8 <i>/ Sterile care set n°8</i>	Carton de 16 boîtes. Boîte de 5 sets. <i>/ Box of 16 packs. Pack of 5 sets.</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Dispositif médical / Medical device
	Date de fabrication / Manufacturing date		XX numéro organisme notifié / CE certification xx= notified body number
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Cannot be exposed to humidity/moisture
	Date limite d'utilisation / Expiry date		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / Sterilizes by ethylene oxyde		Ne pas restériliser / Do not resterilize

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abris de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.
Péremption 5 ans – expiry : 5 years

CONDITIONS DE STÉRILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène. – Durée de vie : 5 ans
/ Product sterilized with ethylene oxide – Shelf life : 5 years

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER : MEDISTOCK