

TAMPON ALCOOLISE ALCOHOL SWAB

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Utilisé pour le nettoyage de la peau avant une injection ou une blessure superficielle. Et utilisé pour désinfecter les dispositifs médicaux non invasifs. <i>Use for skin cleansing prior to injection or superficial injury. And used to disinfect non-invasive medical device.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical / Medical device : Classe I / Class I RDM (UE) 2017/745 SJ/QS-8.2.6-02 EN ISO-10993-5/10 Compatibilité biologique / biological compatibility
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Non tissé / Non woven Alcool isopropylique / isopropyl alcohol

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Appellation <i>Part name</i>	Matériau <i>Material name</i>	Partie <i>Part</i>
Non tissé <i>Non-woven</i>	/	Tampon <i>Pad</i>
Alcool isopropylique <i>Isopropyl alcohol</i>	99.94%	
Papier d'aluminium <i>Aluminum foil paper</i>	73g/m²	Emballage <i>Packing</i>
Boîte <i>Mid box</i>	Papier <i>paper box</i>	
Carton <i>Carton</i>	Conteneur en papier ondulé à cinq couches <i>Five-layers Corrugated paper container</i>	

Taille <i>Size</i>	Plis <i>Plies</i>	Longueur <i>Length (mm)</i>	Largeur <i>Width (mm)</i>	Teneur en alcool <i>Isopropyl alcohol content</i>	Poids du produit <i>Product Weight</i>	Emballage interne <i>Inner Packing</i>
30×32mm- 2ply	2	30±1.5	65±1.5	0.4±0.05g	0.8 ±0.05g	(50X50)±1.5(mm)

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50060	Tampon alcoolisé Alcohol swab	Boîte de 100 pièces – 50 boîtes par carton 100 units per box – 50 boxes per carton

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Date de fabrication / Manufacturing date		Produit non stérile / Non sterile product
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Dispositif médical / Medical device		Certification CE / CE certification
	Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Durée de vie du produit : 3 ans / *Life time of the product : 3 years*

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non sterile product.*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK