




SET DE RETRAIT D'IMPLANT CONTRACEPTIF SOUS CUTANE SUBCUTANEOUS CONTRACEPTIF IMPLANT REMOVAL KIT

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Set de retrait d'implant contraceptif sous cutané. <i>Subcutaneous contraceptive implant removal kit.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical / medical device MDD 93/42/CEE

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Composition :

Nom <i>Name</i>	Image <i>Picture</i>	Description <i>Description</i>	Quantité <i>Quantity</i>
Tampon non tissé <i>Non-woven swabs</i>		7,5 x 7,5cm 4 plies / 4 ply	2
Champ fenestré <i>Fenestrated drape</i>		50 x 60cm Ruban adhésif / Adhesive tape	1
Seringue <i>Syringe</i>		3mL	1
Aiguille <i>Needle</i>		Orange Emballage souple / Soft blister	1
Scalpel <i>Scapel</i>		11#	1
Pansement chirurgical <i>Surgical dressing</i>		2.5 X15 cm	1
Bandage <i>Bandage</i>		PBT 4.5m x 5cm	1
Porte aiguille <i>Needle order</i>		13cm Pince halstead mosquito courbée / Halstead mosquito forceps curved	1

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50202	Set de retrait d'implant contraceptif sous cutané <i>Subcutaneous contraceptive implant removal kit</i>	Carton de 50 sets <i>50 sets per carton</i>
M50202/5	Set de retrait d'implant contraceptif sous cutané <i>Subcutaneous contraceptive implant removal kit</i>	Carton de 12 boîtes de 5 sets <i>Carton of 12 boxes of 5 sets</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Importateur / <i>Importer</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Représentant européen / <i>European Representative</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>		Ne pas restériliser / <i>Do not resterilize</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *Product sterilized by ethylene oxide.*
Conservation : 5 ans / *Shelf life : 5 years*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR / IMPORTER
MEDISTOCK