

**SPECULUM
SPECULUM**

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Speculum vaginal pour examen gynécologique <i>Vaginal speculum for gynecological examination French type</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe Is (MDD 93/42/CEE) <i>Medical device of class Is (MDD 93/42/CEE)</i>
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Polystyrène transparent <i>transparent polystyrene</i> ne contient ni phtalate ni latex <i>contains no phtalate or latex</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Reference	Diamètre diameter	Couleur color	Taille size	Conditionnement Packaging
M50300	16 mm		XXsmall	Carton de 50 unités
M50300/100B	16 mm		XXsmall	Carton de 25x4 unités
M50301	20 mm		Xsmall	Carton de 50 unités
M50301/100	20 mm		Xsmall	Carton de 100 unités
M50301/100B	20 mm		Xsmall	Carton de 25x4 unités
M50302	24 mm		Small	Carton de 50 unités
M50302/100	24 mm		Small	Carton de 100 unités
M50302/100B	24 mm		Small	Carton de 25x4 unités
M50303	26 mm		Médium	Carton de 50 unités
M50303/100	26 mm		Médium	Carton de 100 unités
M50303/100B	26 mm		Médium	Carton de 25x4 unités
M50304	30 mm		Large	Carton de 50 unités
M50304/100	30 mm		Large	Carton de 100 unités
M50304/100B	30 mm		Large	Carton 4x25 unites

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène / EO sterilization
	Représentant européen / European Representative		Importateur / Importer
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Date de fabrication / Manufacturing date		XXX numéro organisme notifié / CE certification xxx= notified body number
	Dispositif médical / Medical device		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.

/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.

Ce produit doit être stocké dans un endroit où l'humidité relative est inférieure à 80 %, à l'abri des gaz corrosifs, dans un environnement frais, bien ventilé

This product should be stored at a place which relative humidity less than 80%, non-corrosive gases, cool, well-ventilated

Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STÉRILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérile / sterile products : EO

Péremption / expiry date : 5 ans / years

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

