

PINCE DE POZZI POZZI FORCEPS

DESCRIPTION / DESCRIPTION	La pince de Pozzi est une pince médicale utilisée en gynécologie obstétrique pour fixer ou exercer une traction sur le col utérin pour faciliter l'accès à l'utérus. <i>Pozzi's forceps is a medical forceps used in obstetrics gynecology to fix or exert traction on the cervix to facilitate access to the uterus.</i>
REGLEMENTATION / REGULATIONS	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is RDM 2017/745
COMPOSITION / COMPOSITION	PA : Polyamide (nylon)

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50322	Pince de Pozzi <i>Pozzi forceps</i>	25 pièces par boîte – 10 boîtes par carton <i>25 units per box - 10 boxes per carton</i>
M50322-4F	Pince de Pozzi <i>Pozzi forceps</i>	25 pièces par boîte – 4 boîtes par carton <i>25 units per box - 4 boxes per carton</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Dispositif médical / Medical device
	Date de fabrication / Manufacturing date		XX numéro organisme notifié / CE certification xx= notified body number
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / Sterilizes by ethylene oxyde		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Représentant européen / European Representative		Importateur / Importer
	Indique un système de barrière stérile unique Single sterile barrier system stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Sterilized using ethylene oxide		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged
			Ne pas restériliser / Do not resterilize

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Péremption : 5 ans
Expiration date : 5 ans

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *Product sterilized by ethylene oxide*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR / IMPORTER and DISTRIBUTOR
MEDISTOCK