



PINCE DE CHERON CHERON FORCEPS

DESCRIPTION / DESCRIPTION	Pince porte tampon ou porte compresse permettant la désinfection du col de l'utérus, avant examen, et peut être utilisée plus généralement pour le soin des plaies. <i>Swab or compress holder for disinfecting the cervix before examination and can be used more generally for wound care.</i>
REGLEMENTATION / REGULATIONS	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE
COMPOSITION / COMPOSITION	PA : Polyamide (nylon)

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50323	Pince de Cheron droite <i>Cheron straight forceps</i>	25 pièces par boîte – 10 boîtes par carton <i>25 units per box – 10 boxes per carton</i>
M50323-4F	Pince de Cheron droite <i>Cheron straight forceps</i>	25 pièces par boîte – 4 boîtes par carton <i>25 units per box – 4 boxes per carton</i>
M50324	Pince de Cheron courbée <i>Cheron curve forceps</i>	25 pièces par boîte – 10 boîtes par carton <i>25 units per box – 10 boxes per carton</i>

SYMBLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Représentant européen / <i>European Representant</i>		Importateur / <i>Importer</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
			Ne pas restériliser / <i>Do not resterilize</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
 / The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Péremption : 5 ans
Expiration date : 5 ans

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *Product sterilized by ethylene oxide*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR / IMPORTER and DISTRIBUTOR
MEDISTOCK