

Le fauteuil releveur MINIRELAX Collection CONFORT

Le confort idéal pour les personnes de petites tailles



Modèle présenté : Tissu Mine souris

OPTIONS DISPONIBLES :

Têteière demi-lune - Têteière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide poche
- Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Jeu de 4 roulettes - Bouton de commande sur côté manchette

PLUS PRODUITS

- Petite profondeur et hauteur d'assise
- Surconfort des accoudoirs
- Bon maintien du dos
- Structure renforcée et durable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Confort : assise ferme, dossier ferme


Dossier : mousse haute résilience 30kg/m³

Assise : mousse haute résilience 34kg/m³ sur châssis hêtre massif et ressorts métallique

Motorisations disponibles : releveur 1 ou 2 moteurs

Garantie : 2 ans


DIMENSIONS




Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 85 cm - Profondeur déployée : 148 cm en releveur 1 moteur

REVÊTEMENTS & COLORIS

Cuir : 6 - Kyrios : 1 - Nika 3 - Ecotiss : 7 - Mine : 7
Lena : 5 - PVC Nilo : 7 - Grain non feu : 9



MORPHOLOGIE



< 1,70m
120kg maxi

